


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Ppp1R12A (T853) Per Wb E Elisa - O14974

Numero articolo: CM0001046



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per il T853 fosforilato di PPP1R12A (MYPT1). Validato per WB e ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla fosfatasi della miosina e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PPP1R12A-T853 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Fosfo-PPP1R12A-T853
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4659
GeneID	4659
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno al T853 di PPP1R12A umano (NP_002471.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O14974
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio