

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Pten-S380 Per Wb, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0000956



introduzione

mAb Coniglio Fosfo-PTEN-S380 (P60484) validato per Western blot e ELISA; cross-reagisce con PTEN murino. Consente lo studio della fosforilazione PTEN nella segnalazione PI3K-AKT, soppressione tumorale e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PTEN-S380 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380
Specie	Umano
Gene ID	5728
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S380 del PTEN umano (P60484)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Mouse
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio