

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Pten-S380/T382/383 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0001623



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-PTEN-S380/T382/383 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con PTEN umano, murino, ratto; mira al soppressore tumorale PTEN fosforilato nella segnalazione PI3K-AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PTEN-S380/T382/383 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380/T382/383
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5728
ID Gene	5728
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a S380, T382, T383 del PTEN umano (NP_000305.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P60484
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio