

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pten-S380/T382/T383 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60484

Numero articolo: CM0001402



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-PTEN-S380/T382/T383 rileva la PTEN endogena fosforilata in S380/T382/T383. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul pathway PI3K-AKT e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-PTEN-S380/T382/T383
Note/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380/T382/T383
Specie	Umano
GeneID (umano)	5728
GeneID	5728
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S380 & T383 della Fosfo-PTEN-S380/T382/T383 umana (NP_000305.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio