

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pten (Ser380) Per Wb Ed Elisa - P60484

Numero articolo: CM0000651



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro un fosfopeptide sintetico intorno a S380 di PTEN umano. Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva PTEN umano, di topo e di ratto fosforilato in S380. Ideale per studiare la fosforilazione di PTEN nella segnalazione PI3K/AKT e nella soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PTEN-S380 Rabbit pAb
Note/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5728
ID Gene	5728
Immunogeno	Un fosfopeptide sintetico intorno a S380 di PTEN umano (NP_000305.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio