


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ptk2B (Y402) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Numero articolo: CM0001514



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per PTK2B fosforilato sulla tirosina 402. Validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva PTK2B in campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione delle integrine, la migrazione cellulare e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-PTK2B-Y402 Rabbit pAb
Note/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Fosfo-PTK2B-Y402
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2185
GeneID	2185
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato che circonda Y402 di PTK2B umana (NP_004094.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14289
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio