

Anticorpo Policlonale Anti-Phospho-Ptpa-Y789 Per Wb, Elisa - P18433

Numero articolo: CM0000507



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-PTPRA-Y789 di alta qualità per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con PTPRA umano, di topo e di ratto. Utile nella ricerca sulle adesioni focali mediate da integrine e sulle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-PTPRA-Y789
Note/Alias	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; Phospho-PTPRA-Y789
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5786
GeneID	5786
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a Y789 di PTPRA umano (NP_543030.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18433
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio