

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Raf1-S259 Per Wb E Elisa - P04049

Numero articolo: CM0001530



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fosfo-Raf1-S259 per Western blot (WB) e ELISA; rileva RAF1 umano e di ratto fosforilato sulla serina 259. Adatto per lo studio della segnalazione MAPK/ERK, della proliferazione cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Fosfo-Raf1-S259
Note/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S259
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5894
GeneID	5894
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S259 della RAF1 umana (P04049)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, di ratto
SWISS	P04049
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio