

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Raf1 (S259) Per Wb, Ip, Elisa - P04049

Numero articolo: CM0000442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la Raf1 fosforilata in Ser259. Validato per WB, IP ed ELISA nell'uomo. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK, dell'apoptosi e della ricerca sulla trasformazione oncogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-Raf1-S259
Osservazioni/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S259
Specie	Umano
GeneID	5894
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a S259 della Fosfo-Raf1-S259 umana (NP_002871.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio