

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Fosfo-Raf1-S621 Per Wb, Elisa - P04049

Numero articolo: CM0000569



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit fosfo-specifico diretto contro la Raf1 umana (c-Raf) fosforilata sulla serina 621. Validato per WB e ELISA; mostra reattività crociata con il ratto. Ideale per studi di segnalazione MAPK/ERK e ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Raf1-S621 Rabbit mAb
Note / Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5894
GeneID	5894
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S621 della Phospho-Raf1-S621 umana (P04049)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P04049
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio