

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Raf1 (Ser621) - P04049

Numero articolo: CM0001876



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Raf1 fosforilato alla Ser621. Convalidato per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Riconosce la Raf1 umana, una chinasi chiave nella segnalazione MAPK e nell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Raf1-S621 Rabbit pAb
Note / Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Specie	Umana
GeneID (umano)	5894
GeneID	5894
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S621 della Phospho-Raf1-S621 umana (NP_002871.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04049
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio