

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Raptor-Ser792 Per Wb E Elisa - Q8N122

Numero articolo: CM0000850



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce Raptor fosforilato (Ser792) per Western blot e ELISA. Validato su uomo e topo, questo anticorpo monitora l'attivazione della via mTORC1; è adatto per la ricerca sul metabolismo del cancro e la crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Raptor-Ser792 Rabbit pAb
Note/Alias	KOG1; Mip1; Phospho-Raptor-Ser792
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57521
GeneID	57521
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S792 della RPTOR umana (NP_065812.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8N122
Peso proteico	149 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio