


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rb-S780 Per Ihc-P, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0001144



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce RB1 umano fosforilato in Ser780. Adatto per applicazioni IHC-P ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Utilizzato nella ricerca sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-RB-S780
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S780
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5925
ID Gene	5925
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S780 di RB umano (P06400)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante