


Anti-Fosfo-Rb (S795) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb - P06400

Numero articolo: CM0001548



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-RB-S795 specifico per la proteina retinoblastoma fosforilata a Ser795, validato per WB, IHC-P, ELISA, reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-RB-S795 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S795
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5925
GeneID	5925
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S795 di RB umano (NP_000312.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio