


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Rb-S807/811 Per Wb - P06400

Numero articolo: CM0001031



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio Fosfo-RB-S807/811 rileva la RB fosforilata a S807/811 nell'uomo e nel topo, adatto per WB, IP, IF/ICC, IF-P ed ELISA, a supporto di studi sul ciclo cellulare e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-RB-S807/811 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S807/811
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5925
ID Gene	5925
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S807 e S811 della RB umana (NP_000312.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P06400
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio