


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rb1 (S780) Per Wb, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0001744



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro RB1 (S780). Validato per Western blot e ELISA con campioni umani e di ratto. Supporta lo studio del controllo del ciclo cellulare e delle vie tumorali soppressori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-RB-S780 Rabbit mAb
Note/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5925
ID gene	5925
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato corrispondente ai residui intorno alla S780 della RB umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P06400
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio