


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Rb1 (Ser807/Ser811) Per Wb, Elisa - P06400

Numero articolo: CM0001225



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla RB1 fosforilata in Ser807/Ser811. Adatto per Western blot e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Regolatore chiave della transizione del ciclo cellulare G1/S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-RB-S807/811 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S807/811
Specie	Umano
GeneID (umano)	5925
GeneID	5925
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato attorno a S807 e S811 dell'RB umano (NP_000312.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P06400
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio