

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ret (Tyr905) Per Wb & Elisa - P07949

Numero articolo: CM0000856



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio contro Fosfo-RET (Tyr905) (WB, ELISA) rileva la proteina RET umana fosforilata sulla tirosina 905, un recettore tirosin-chinasi fondamentale per proliferazione cellulare, migrazione e sopravvivenza. Adatto per studi di oncologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Ret-Y905 Rabbit pAb
Note / Alias	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Phospho-Ret-Y905
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5979
GeneID	5979
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y905 della proteina Ret umana (NP_066124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P07949
Peso proteico	124 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio