


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ripk1 (S166) Per Wb, Elisa - Q13546

Numero articolo: CM0001043



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Fosfo-RIPK1 (S166) validato per WB e ELISA. Rileva RIPK1 umano fosforilato alla serina 166. Ideale per la ricerca sulla morte cellulare e la segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-RIPK1-S166 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1-S166
Specie	Umana
ID gene (Umano)	8737
ID gene	8737
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S166 della proteina RIPK1 umana (NP_003795.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q13546
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio