


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Ripk1 (S166) Per Wb E Elisa - Q13546

Numero articolo: CM0001155



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che riconosce la RIPK1 fosforilata a Ser166 (umano, topo). Validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi mediata da TNF, della necroptosi e delle vie di segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-RIPK1/RIP-S166 pAb coniglio
Note/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Fosfo-RIPK1/RIP-S166
Specie	Umano
Gene ID	8737
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S166 della RIPK1/RIP umana (NP_003795.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13546
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio