


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rpa2-Ser33 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Numero articolo: CM0000857



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro RPA2 umano fosforilato alla Ser33, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con RPA2 di topo e ratto. Ideale per studiare la replicazione del DNA, la riparazione e le vie di segnalazione del danno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-RPA2-Ser33 Rabbit mAb
Note/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Specie	Umana
GeneID	6118
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla Ser33 di RPA2 umano (NP_002937.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P15927
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio