


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rpa2 (T21) Per Wb, Elisa - P15927

Numero articolo: CM0000894



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico contro RPA2 umana fosforilata a T21. Adatto per WB e ELISA. Cross-reagisce con umano e ratto; rileva una banda a 29kDa. Ideale per studi sul danno al DNA e sulla replicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-RPA2-T21 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Fosfo-RPA2-T21
Specie	Umano
Gene ID	6118
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T21 di RPA2 umana (P15927)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P15927
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio