


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rps6 (Ser235) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0001655



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-RPS6 (Ser235) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva S6 fosforilata nell'uomo, nel topo, nel ratto. Ideale per studi sulla crescita e proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-RPS6-S235
Note/Alias	S6; eS6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6194
GeneID	6194
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato Un peptide sintetico fosforilato intorno a S235 della proteina RPS6 umana (NP_001001.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-Specifici
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio