

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Rps6Ka5-S376 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75582

Numero articolo: CM0001028



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro RPS6KA5 (MSK1) fosforilato alla Ser376. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-RPS6KA5-S376 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-S376
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9252
GeneID	9252
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S376 della proteina RPS6KA5 umana (NP_004746.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75582
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio