


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-S6 Proteina Ribosomiale (Rps6)-S235/236 Per Wb, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0000710



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-S6 Proteina Ribosomiale (RPS6)-S235/236 per WB, ELISA. Validato in umano, topo, ratto. Rileva RPS6 fosforilata in Ser235/236. Ideale per studi sul controllo della crescita cellulare e della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-S6 Proteina Ribosomiale (RPS6)-S235/236
Note/Alias	S6; eS6; Fosfo-S6 Proteina Ribosomiale (RPS6)-S235/236
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6194
GeneID	6194
Immunogeno	Peptide sintetico attorno a S235 & S236 di RPS6 umano (NP_001001.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio