


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-S6 Proteina Ribosomica (Rps6)-S235/236 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0001378



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che riconosce la proteina ribosomica S6 umana (RPS6) fosforilata a S235/236. Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività su umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della crescita cellulare e della segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-S6 Proteina Ribosomica (RPS6)-S235/236 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	S6, eS6, Fosfo-S6 Proteina Ribosomica (RPS6)-S235/236
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6194
GeneID	6194
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S235 & S236 della proteina ribosomica S6 umana (RPS6) (NP_001001.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62753
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio