


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S240/244 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62753

Numero articolo: CM0000650



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio rileva i livelli endogeni di RPS6 solo quando fosforilato a Ser240/244. Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IP ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Uno strumento di ricerca per le vie di crescita e proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	S6; eS6; Fosfo-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6194
GeneID	6194
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato attorno a S240 e S244 di RPS6 umano (NP_001001.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62753
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio