

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Shp1-Y564 (Ptpn6) Per Wb, Elisa - P29350

Numero articolo: CM0001618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SHP-1 fosforilato sulla tirosina 564, convalidato per western blotting e ELISA in uomo e topo; adatto per la ricerca sulla segnalazione immunitaria e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-SHP1-Y564 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Phospho-SHP1-Y564
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5777
GeneID	5777
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla Y564 della PTPN6 umana (NP_002822.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P29350
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio