


Anti-Fosfo-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 Coniglio Mab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Numero articolo: CM0001228



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che riconosce SMAD1 (Ser463/465), SMAD5 (Ser463/465) e SMAD9 (Ser465/467). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione BMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 Coniglio mAb
Note/Alias	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Fosfo-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4086/4090/4093
GenelD	4086/4090/4093
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio