


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Smad2-S250 Per Wb, Elisa - Q15796

Numero articolo: CM0001721



introduzione

mAb Coniglio Fosfo-Smad2-S250 validato per Western blot e ELISA. Reagisce con Smad2 umano e murino, fosforilato alla serina 250. Ideale per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Fosfo-Smad2-S250
Osservazioni/Alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Fosfo-Smad2-S250
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4087
GeneID	4087
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S250 della Smad2 umana (Q15796).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio