

Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Smad2-S465/S467 Per Wb - Q15796

Numero articolo: CM0001197



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce SMAD2 fosforilato in posizione S465/S467. Validato per Western blotting (WB) e ELISA; mostra reattività crociata con SMAD2 di uomo e topo. Ideale per studi sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-Smad2-S465/S467 Rabbit mAb
Note / Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4087
GeneID	4087
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione S465 e S467 della proteina SMAD2 umana (NP_005892.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15796
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio