


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Smad2 (Ser467) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15796

Numero articolo: CM0001062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la fosfo-Smad2 (Ser467), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva il trasduttore di segnale fosforilato TGF-beta/attivina in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Smad2-S467 Rabbit pAb
Note/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Fosfo-Smad2-S467
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4087
GeneID	4087
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a S467 di Smad2 umano (NP_001003652.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio