


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Smad3 (S423/S425) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0000783



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che bersaglia Smad3 pS423/pS425. Validato per WB, IHC-P e ELISA in uomo, topo e ratto. Essenziale per lo studio delle cascate di segnalazione TGF-beta/attivina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Smad3-S423/S425 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4088
ID gene	4088
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato intorno a S423 e S425 della Smad3 umana (P84022).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P84022
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio