


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Smad3 (S423/S425) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0001513



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfo-specifico che bersaglia SMAD3 umana fosforilata in S423/S425. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con specie umana, mouse e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione TGF-beta e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit pAb
Note/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
Specie	Umana
GeneID	4088 (Umana)
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente ai residui intorno a S423/S425 di SMAD3 umana
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	P84022
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio