


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Smad3-T179 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Numero articolo: CM0000498



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-Smad3 (Thr179) convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva Smad3 umano, di topo e ratto. Fondamentale per la segnalazione del TGF-beta, la regolazione della trascrizione e la ricerca sulle malattie. Reagente fosfo-specifico affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Smad3-T179 Rabbit pAb
Note/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	4088
GeneID	4088
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno a T179 di Smad3 umano (NP_005893.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P84022
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio