


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Smc1 (S957) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14683

Numero articolo: CM0001726



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SMC1A fosforilata a S957, validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi su coesina, riparazione del DNA e ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-SMC1-S957 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Fosfo-SMC1-S957
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8243
ID Gene	8243
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S957 di SMC1A umana (NP_006297.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14683
Peso proteico	143kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio