

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Smo (S611/S615) Per Wb, Elisa - Q99835

Numero articolo: CM0001414



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-SMO-S611/615 riconosce specificamente la smoothed (SMO) umana doppiamente fosforilata in posizione Ser611/615. Adatto per applicazioni di Western blot e ELISA nella ricerca sulla segnalazione di Hedgehog. Swiss-Prot: Q99835.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Fosfo-SMO-S611/615 Rabbit pAb
Note/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Fosfo-SMO-S611/615
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6608
GeneID	6608
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q99835
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio