

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Smo (S611/S615/S616) Per Wb, Elisa - Q99835

Numero articolo: CM0001998



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per SMO umano fosforilato in S611, S615 e S616. Convalidato per Western blot e ELISA, adatto per studi sulla segnalazione di Hedgehog. Reagisce con la proteina smoothed umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-SMO-S611/615/616 Rabbit pAb
Note/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615/616
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6608
GeneID	6608
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q99835
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio