


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Sqstm1/P62-S349 Per Wb, Elisa - Q13501

Numero articolo: CM0000419



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-SQSTM1/p62-S349 validato per WB ed ELISA. Rileva SQSTM1/p62 endogeno fosforilato in Ser349 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-SQSTM1/p62-S349
Note/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Fosfo-SQSTM1/p62-S349
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8878
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno a S349 di SQSTM1/p62 umano (NP_003891.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13501
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio