

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Src (Y416) Per Wb, Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Numero articolo: CM0000811



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico per la rilevazione delle chinasi della famiglia SRC nel sito conservato Y416 del loop di attivazione (umano, cross-reattività con ratto). Validato per western blot e ELISA, a supporto della ricerca sulla trasduzione del segnale e sull'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-SRC Famiglia-Y416 mAb Coniglio
Note/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Fosfo-SRC Famiglia-Y416
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2534/3055/3932/4067/6714/7525
ID Gene	2534/3055/3932/4067/6714/7525
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y416 della famiglia SRC umana (NP_005408.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Ratto
SWISS	P12931/P06241/P06239/P07947/P08631/P07948
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio