

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Src (S17) Per Wb E Elisa - P12931

Numero articolo: CM0001886



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-Src-S17 convalidato per WB e ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione della chinasi Src nell'adesione cellulare, nel cancro e nella risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-Src-S17 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Fosfo-Src-S17
Specie	Umano
GeneID (umano)	6714
GeneID	6714
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S17 di Src umana (NP_005408.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12931
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio