


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Phospho-Src-Y529 Per Wb E Elisa - P12931

Numero articolo: CM0000793



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità specifico per Src fosforilato sulla tirosina 529, per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni umani. Ideale per la ricerca sul cancro, l'adesione cellulare e il riassorbimento osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Src-Y529 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6714
GeneID	6714
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y529 della proteina Src umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P12931
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio