

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Srf (Ser103) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Numero articolo: CM0001024



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Ser103 fosforilata di SRF umano. Validato per Western blot, immunistochemica (paraffina) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare la trascrizione mediata da SRF e la regolazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRF-S103 fosforilato Rabbit pAb
Note/Alias	MCM1; SRF-S103 fosforilato
Specie	Umano
ID Gene	6722
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S103 di SRF umano (NP_003122.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P11831
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio