


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Stat1 (S727) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

Numero articolo: CM0001317



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che si targeting STAT1 fosforilato a Ser727. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione IFN.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-STAT1-S727 mAb Coniglio
Note/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-S727
Specie	Umano
GeneID (umano)	6772
GeneID	6772
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S727 di STAT1 umano (P42224)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio