

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Stat1 (S727) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42224

Numero articolo: CM0001952



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce fosfo-STAT1 (Ser727). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con STAT1 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione delle interferoni e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-STAT1-S727 Rabbit pAb
Note/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6772
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide fosforilato sintetico intorno alla S727 della STAT1 umana)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42224
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio