


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stat1 (Ser727) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Numero articolo: CM0001757



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STAT1 fosforilato (Ser727) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni umani, di topo e di ratto. Peso molecolare atteso 87 kDa. UniProt P42224.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-STAT1-S727
Note/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-S727
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6772
ID Gene	6772
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a S727 di STAT1 umano (NP_009330.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-specifici
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42224
Peso Proteico	87 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio