


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Stat1 (Y701) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Numero articolo: CM0000961



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Fosfo-STAT1 (Y701) validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Rileva STAT1 fosforilato, un fattore di trascrizione chiave nelle vie di segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-STAT1-Y701 Rabbit pAb
Note/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6772
GeneID	6772
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato nella regione Y701 della STAT1 umana (NP_009330.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42224
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio