

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Stat2 (Tyr690) Per Wb E Elisa - P52630

Numero articolo: CM0001620



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro STAT2 (Tyr690) per WB e ELISA. Validato su campioni umani e di ratto; rileva una banda a 98 kDa. Ideale per studi sulla segnalazione dell'interferone di tipo I e antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-STAT2-Y690 mAb Coniglio
Note/Alias	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6773
GeneID	6773
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y690 di STAT2 umano (NP_005410.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P52630
Peso Proteico	98 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio