

Anti-Fosfo-Stat3-S727 Coniglio Mab - P40763

Numero articolo: CM0000868



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-STAT3 fosforilato (S727) validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Rileva STAT3 umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione JAK/STAT, infiammazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-STAT3-S727 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S727 di STAT3 umano (NP_644805.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa/83 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio