

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Stat3-S727 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0001553



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per STAT3 fosforilato a Ser727. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. Ideale per studiare la segnalazione STAT3 nell'infiammazione, nel ciclo cellulare e nella differenziazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Fosfo-STAT3-S727 mAb Coniglio
Note/Alias	APRF; Fosfo-STAT3-S727
Specie	Umano
ID Gene	6774
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S727 di STAT3 umano (P40763)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio